

ООО «Мега-Оптим»

143396, г. Москва, поселение Первомайское
хутор Ильичёвка, стр.3
Тел./факс: (495) 968-80-83
www.mega-optim.ru

ПАСПОРТ

Трость с четырьмя ножками ТР4 (с малым основанием)

Производитель: ООО «Мега-Оптим» (Россия)

Регулировка высоты - от 640 до 870 мм

Вес трости – 760 г

Допустимая нагрузка – до 100 кг

Количество в упаковке – 1 шт.

Декларация о соответствии № РОСС RU.АГ91.Д02856

Срок действия с 23.08.2016г. по 22.08.2019г.

Регистрационное удостоверение № ФСР 2010/08374

Срок действия: с 19.12.2013г. срок действия не ограничен
ТУ 9396-002-18953835-2003



Дата выпуска _____

Дата продажи _____

Гарантийный срок эксплуатации – 1 год со дня продажи.

Гарантия на наконечники не распространяется. Гарантия распространяется на производственные дефекты. Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие в результате естественного износа изделия, на повреждения, вызванные злоупотреблением, аварийными и любыми запрещенными изменениями оригинальной формы изделия. Гарантийный срок хранения – 3 года. Срок службы – 3 года

Отметка службы технического контроля

Штамп

Подпись

ООО «Мега-Оптим»

143396, г. Москва, поселение Первомайское
хутор Ильичёвка, стр.3
Тел./факс: (495) 968-80-83
www.mega-optim.ru

ИНСТРУКЦИЯ

по эксплуатации трости с четырьмя ножками

1. Опора ортопедическая с 4-мя упорами рекомендуется для больных после перенесенного инсульта.
2. Опорная часть трости снизу имеет сменные наконечники из мягкой резины.
3. Эксплуатация 4-х опорной трости в случае обнаружения дефекта, возникшего в процессе эксплуатации и влияющего на прочность конструкции, запрещена.

Дата выпуска _____

Дата продажи _____

Гарантийный срок эксплуатации – **1 год со дня продажи.**

Гарантия на наконечники не распространяется. Гарантия распространяется на производственные дефекты. Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие в результате естественного износа изделия, на повреждения, вызванные злоупотреблением, авариями и любыми запрещенными изменениями оригинальной формы изделия. Гарантийный срок хранения – **3 года.** Срок службы – **3 года**

Отметка службы технического контроля

Штамп

Подпись

4. Хранение 4-х опорной трости в домашних условиях должно производиться в сухом помещении вдали от отопительных приборов.

5. Хранение 4-х опорных тростей на складах и базах должно производиться в штабелях в сухом закрытом помещении на деревянных поддонах в упаковке предприятия-изготовителя при температуре не ниже 10°C и относительной влажности воздуха не более 65%.