

Дозировка

Оптимальные сроки для установки акушерского pessaria -13-25 недель беременности.

Внимание! Вставлять и снимать pessaries самостоятельно не рекомендуется. Это может спровоцировать прерывание беременности.

Введение и извлечение pessaria акушерского разгружающего – врачебная манипуляция.

Процедура может выполняться в стационарных условиях.

Введение и извлечение pessaria не требует анестезии.

Условия для введения pessaria:

- отсутствие противопоказаний к применению;
- нормальный тонус матки;
- согласие пациентки.

ВВЕДЕНИЕ

Введение pessaria проводится с соблюдением общепринятых правил асептики.

- После осмотра женщины при опорожненном мочевом пузыре расположите pessary акушерский так, чтобы широкое основание располагалось у входа во влагалище. Введите нижнее полукольцо широкого основания во влагалище.
- Затем, надавливая на заднюю стенку влагалища, введите верхнее полукольцо широкого основания. После этого полностью введите pessary акушерский.
- Разверните pessary акушерский так, чтобы широкое основание располагалось в заднем своде влагалища, а шейка матки – в центральном отверстии pessaria акушерского

ИЗВЛЕЧЕНИЕ АКУШЕРСКОГО ПЕССАРИЯ

В плановом порядке pessaries акушерский извлекают при достижении 37 – 38 недель беременности в условиях стационара.

Техника извлечения обратная введению.

После извлечения pessaria акушерского целесообразна санация половых путей в зависимости от характера микрофлоры влагалища.